


# Small Animals Anesthesia Apparatus 小動物実験用麻醉器

## NS-1



バレックス製タイトボックス  
耐有機溶媒性



活性炭キャニスター

### 《特徴》 低価格・簡単操作・正確流量

- ・麻酔深度の調節が容易で、長時間の実験まで、対応可能です。
- ・導入と維持のコックが独立しており、接続や切換が簡単です。
- ・導入タイトボックスやマスクは、動物の大きさに合わせて、作成可能です。
- ・精密流量計搭載で、正確な流量を保証します。

吐出流出	: 0.5~4.0L/min
濃度設定	: イソフルラン 0.2~5.0% セボフルラン 0.2~8.0%
最大吐出圧力	: 15kPa
使用環境	: 15~35°C
重量	: 12.0Kg
外径寸法	: W270 × D220 × H450
電源	: AC100 50/60Hz

株式会社矢沢科学  
名古屋市北区清水二丁目13番17号  
電話 (052) 911-5311  
FAX (052) 911-3560  
info@kkyazawakagaku.com